



Plateau technique - rue des Aigrettes - 44570 Trignac - Tél : 02-40-22-55-51

### PROTOCOLE DE PRELEVEMENT GENITAL (CERVICO-VAGINAL /URETRAL)

| <p>Femme </p>  | <p>Homme </p>   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplir la fiche de renseignements confidentiels (au dos)</li> <li>• Installer la patiente en position gynécologique</li> <li>• Se laver les mains et mettre des gants</li> <li>• Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon + milieu de transport (E-SWAB)</li> <li>• Enlever l'écouvillon du sachet sans toucher le coton</li> <li>• Introduire l'écouvillon de 3 cm et tourner* doucement l'écouvillon pendant 10 secondes</li> <li>• Retirer l'écouvillon sans toucher la peau</li> <li>• En tenant l'écouvillon, enlever le bouchon du tube et placer l'écouvillon dans le tube</li> <li>• Cassez précautionneusement la tige en la pressant contre le bord du tube</li> <li>• Revisser fermement le bouchon</li> <li>• Identifier le prélèvement</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplir la fiche de renseignements confidentiels (au dos)</li> <li>• Prévenir le patient que le prélèvement peut être désagréable, voire douloureux</li> <li>• Se laver les mains et mettre des gants</li> <li>• Introduire l'écouvillon au niveau du méat urinaire sur 1 cm</li> <li>• Effectuer une rotation</li> <li>• Retirer l'écouvillon</li> <li>• En tenant l'écouvillon, enlever le bouchon du tube et placer l'écouvillon dans le tube</li> <li>• Cassez précautionneusement la tige en la pressant contre le bord du tube</li> <li>• Revisser fermement le bouchon</li> <li>• Identifier le prélèvement</li> </ul> |

\*ou pose d'un spéculum (médecins/biologistes)

### PROTOCOLE DE PRELEVEMENT BACTERIOLOGIQUE DIVERS

- Se laver les mains et mettre des gants
- Avant le prélèvement : nettoyer la plaie au serum physiologique + compresse stérile
- Lésion cutanée non suintante : écouvillonnage à l'Eswab (préalablement humidifié au sérum physiologique)
- Lésion cutanée suintante : écouvillonnage à l'Eswab sur sérosité
- Lésion vésiculeuse : percer les vésicules avec une aiguille stérile et prélever les sérosités à l'Eswab.
- Lésion « croute » : gratter la croute (scalpel) et écouvillonner à l'Eswab (préalablement humidifié au sérum physiologique)
- Morsure : écouvillonnage à l'Eswab en profondeur
- Identifier le prélèvement

Placer le prélèvement dans le sachet fourni. Glisser la fiche de renseignements complétée et la prescription dans la poche latérale.

**Tous les échantillons doivent être acheminés au laboratoire dans les plus brefs délais après le prélèvement (24h maximum, à température ambiante).**

